

# Kurzanleitung:

## APP zur Verkürzung der Wartezeiten bei Corona-Testung

Die zu untersuchende Person lädt sich vor der Testung die App "**MEINE PATIENTENDATEN**" auf das Smartphone und füllt mit dieser App das Formular "**Corona-Anamnese**" aus. Mit der App wird ein Barcode erzeugt, mit dem die eingegebenen Daten über einen Barcode-Leser in beliebige Praxis- oder Kliniksoftware (ORBIS, i.s.h.med., medico, Compugroup etc.) OHNE Installation zusätzlicher Software übertragen werden (Barcodeleser funktionieren wie eine Tastatur). Dadurch soll der Dokumentationsablauf beschleunigt werden. Die App speichert die Daten nur lokal auf dem Smartphone. Die App kann später bei Bedarf zur Verlaufsdocumentation des Patienten in der Quarantäne eingesetzt werden.

### 1) Installation der App

**Apple iOS:** Aufruf des Apple App Stores  
=> Suche nach "Meine Patientendaten"  
=> Installation  
=> App starten



Alternativ: Einscannen dieses Barcodes mit dem Smartphone:

**Google Android:** Aufruf von Google Play  
=> Suche nach "Meine Patientendaten"  
=> Installation  
=> App starten



Alternativ: Einscannen dieses Barcodes mit dem Smartphone:

## 2) Ausfüllen des Formulars Corona-Anamnese

=> Speichern => Barcode

**Symptome**

Haben Sie Husten? (\*)  
 ja  nein

Haben Sie Schnupfen? (\*)  
 ja  nein

Haben Sie Heiserkeit? (\*)  
 ja  nein

Haben Sie Fieber oder erhöhte Körpertemperatur? (\*)  
 ja  nein

Welche Körpertemperatur haben Sie aktuell gemessen?  
39  Grad Celsius

Gestörter Geruchssinn? (\*)  
 ja  nein

Gestörter Geschmackssinn? (\*)  
 ja  nein

Durchfall? (\*)  
 ja  nein

**Kontakt**

Hatten Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu Personen mit Coronainfektion? (\*)

Vorname (\*)  
Werner

Geburtsdatum (\*)  
1.1.1950

Telefonnummer (\*)  
0251 12345678

Sind Sie mit einer Kontaktaufnahme durch den Arzt/die Klinik zu einem späteren Zeitpunkt einverstanden?  
 ja  nein

Ergänzende Angaben

ZURÜCK SPEICHERN

Meine Patientendaten

Eintrag 1-1



ZURÜCK SCANNER

## 3) Einlesen der Daten in Praxis- oder Kliniksoftware

Anmelden in der Praxis- oder Kliniksoftware

=> Patientenfall öffnen

=> Anamnese-Formular oder Verlaufsnotiz öffnen

=> In das gewünschte Eingabefeld klicken (Cursor)

=> Barcode vom Smartphone abscannen

(Abstand ca. 20 cm; Scannen auch durch Glasscheibe möglich;  
auf ausreichende Helligkeit des Smartphones achten)



=> Prüfen: Richtiger Fall? Angaben plausibel?

=> Speichern

## 4) Verlaufsdokumentation bei Risikopatienten

Bei Patienten, die aufgrund von Vorerkrankungen (z.B. Herz-Kreislauf-erkrankungen, Tumor) ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben, ist zusätzlich zur Corona-Anamnese eine Verlaufsdokumentation mit der App möglich. Durch diese Dokumentation soll es zu einem späteren Zeitpunkt besser möglich sein zu beurteilen, ob der Patient stabil ist oder ob der Verlauf der Erkrankung progredient ist. Die App erinnert den Patienten einmal täglich, Vitalfunktionen und Symptomstärke zu dokumentieren.

### Aktivierung der Verlaufsdokumentation mit Erinnerungsfunktion

App starten

=> Auf "(+)" tippen

=> Kategorie Verlauf wählen

=> bei Apple-Geräten: Benachrichtigungen durch die App erlauben

=> Verlaufsdaten eingeben und speichern

Meine Patientendaten

01.04.2020 02.02

VERLAUF

Bitte dokumentieren Sie regelmäßig den Verlauf Ihrer Erkrankung. Wenn es Ihnen akut schlechter geht, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Arzt auf und berichten Sie ihm diese Verlaufsdaten.

**Vitalzeichen**

Wie hoch ist Ihre Temperatur?  
38.5 Grad Celsius (\*)

Bitte geben Sie Ihren Puls ein 95 /min (\*)

Bitte geben Sie Ihren systolischen Blutdruck ein (oberer Wert der Blutdruckmessung) 110 mmHg (\*)

**Symptome**

**Symptome**

Wie schwer ist Ihr Husten auf einer Skala von 0 bis 10? (\*)

0 Kein Husten  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10 Extremer Husten

Leiden Sie an Atemnot?  
 Ich bekomme nur Atemnot bei sehr starker Belastung  
 Ich bekomme Atemnot bei schnellem Gehen in der Ebene oder bei leichter Steigung  
 Wegen meiner Atemnot bin ich beim Gehen langsamer im Vergleich zu Personen gleichen Alters ODER gezwungen zum Stehenbleiben beim Gehen in der Ebene  
 Ich muss bei einer Gehstrecke von 100 Metern oder nach 2 Minuten stehen bleiben  
 Ich kann wegen meiner Atemnot das Haus nicht verlassen oder komme beim An- und Ausziehen ausser Atem

Wenn Sie ein Pulsoximeter besitzen: Wie hoch ist die Sauerstoffsättigung (SpO2)?

Wenn Sie ein Pulsoximeter besitzen: Wie hoch ist die Sauerstoffsättigung (SpO2)? 93

Haben Sie Schnupfen?  
 ja  nein

Haben Sie Durchfall?  
 ja  nein

Ist Ihr Geruchssinn gestört?  
 ja  nein


Ist Ihr Geschmackssinn gestört?  
 ja  nein

Wenn Sie weitere Symptome haben, welche sind dies?

**Medikamente**

Wenn Sie regelmäßig Medikamente einnehmen: Haben Sie heute Ihre Medikamente genommen?  
 ja  nein

Wenn Sie heute zusätzliche Medikamente genommen haben: Welche sind dies?



## Erinnerungsfunktion ein-/ausschalten

Sobald das Formular "Verlauf" erstmalig aufgerufen wurde, erinnert die App einmal täglich an die Dokumentation des Krankheitsverlaufs.

Diese Erinnerung kann wie folgt deaktiviert werden:

App starten

=> Symbol ☰ (links oben, Einstellungen)

=> bei Erinnerungsfunktionen auf das rote X neben "Vitalzeichen" klicken

=> Löschen der Erinnerung bestätigen

Sobald wieder ein neues Formular "Verlauf" angelegt wird, wird die Erinnerungsfunktion wieder aktiviert.

## Einlesen der Verlaufsdocumentation in Praxis- oder Kliniksoftware

analog wie das Einlesen der Corona-Anamnese

Rückfragen zur App bitte an: [info@hippokrates-it.de](mailto:info@hippokrates-it.de)